



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,OC3

PT0455 Cable



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

PT0455 kablosu, 5Y serisi teraziye veya PUE CY10 terminalini RADWAG RTP yazıcıya bağlamak için kullanılır. Standart uzunluğu 1,8 m'dir.

İle uyumlu

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
UMA 5Y.F Otomatik Tartım Sistemi
5Y.PM Hassas Teraziler
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler
Manyetizma ölçümü için susceptometre
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Robotik kütle komparatörleri
UYA 5Y Ultra mikro teraziler
AK-4 Otomatik kütle komparatör
AKM-2 Otomatik kütle komparatör
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F
UMA Otomatik kütle komparatör

Yoğunluk ölçümü için komparatörler
MYA 5Y Mikro Terazi
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Otomatik Vakumlu Kütle Komparatörleri
PMV 5Y Nem Tayin Cihazı
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatör
RMC F Robotik Tartım Sistemi
RB F Robotik Tartım Sistemi
XA 5Y.M Mikro Teraziler
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Filtreleri için Ultra mikro teraziler UYA 5Y.F
Nano-Komparatör NANO.AK-4.500.5Y
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler

