



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,OC3](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,OC3)

## PT0455 Cable

WX-013-0239



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Genel Açıklama

PT0455 kablosu, 5Y serisi teraziyi veya PUE CY10 terminalini RADWAG RTP yazıcıya bağlamak için kullanılır. Standart uzunluğu 1,8 m'dir.

## İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
UMA 5Y.F Otomatik Tartım Sistemi  
5Y.PM Hassas Teraziler  
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi  
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler  
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler  
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
Robotik kütle komparatörleri  
UYA 5Y Ultra mikro teraziler  
AK-4 Otomatik kütle komparatör  
AKM-2 Otomatik kütle komparatör  
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F  
UMA Otomatik kütle komparatör

Manyetizma ölçümü için manuel susceptometreler  
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatör  
HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
Otomatik Vakumlu Kütle Komparatörleri  
PMV 5Y Nem Tayin Cihazı  
Manyetizma ölçümü için otomatik susceptometreler  
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatör  
RMC F Robotik Tartım Sistemi  
RB F Robotik Tartım Sistemi  
XA 5Y.M Mikro Teraziler  
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
Filtreleri için Ultra mikro teraziler UYA 5Y.F  
Nano-Komparatör NANO.AK-4.500.5Y

APP 5Y.KO Manuel ktle komparatr  
Yoęunluk olęm ięin komparatrler  
MYA 5Y Mikro Terazii

XA 5Y.M.A.S Stentler ięin Mikro Teraziler  
Fiş yazıcı