



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,0G5

Leitor de código de barras PM9600-SR433RBK20

WX-006-0053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Classe de proteção	IP 65 / 67
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-20 – +50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 – +70 °C
Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo L x P x A	198x140x79 mm
Resistência à queda [m]:	2
Códigos de barras operados:	1D, 2D, Postal
Tecnologia de leitura:	Imager 2D
Contraste de código necessário [%]:	15

Umidade ambiente permitida [%]:

0 % – 95 %

Compatível com (Additional Fee)

Plataforma multifuncional em aço inoxidável HX7 H
Plataforma multifuncional HX7.4C
Plataforma multifuncional HX7 HR
Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Plataforma multifuncional WPY
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Plataforma multifuncional C32
Balança de precisão 5Y.PM
Microbalança para filtros MYA 5Y.F
Plataformas multifuncionais em aço inoxidável TMX H
Balança analítica AS X7
Plataforma multifuncional TMX
Microbalança XA 5Y.M.A
Balança de precisão PS R2
Balança de precisão WLC X7
!Terminal de pesagem PUE CY10
Plataforma Multifuncional CY10
Plataforma multifuncional HY10
Plataforma multifuncional em aço Inoxidável HY10 H
Balança de precisão C32.PM
Balanças automáticas para calibração de micropipetas
Plataforma multifuncional HX7
Balança de precisão PS X7
Balança analítica XA 5Y.A
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO
Balança analítica AS 5Y
Balança de precisão PS R2.H
Balança de precisão CY10
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Balança de precisão WLY
Comparador de massa manua APP 5Y.KO
Microbalança MYA 5Y
Balança de precisão PS R1
Balança analítica XA 5Y
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Balança analítica AS R2 PLUS
Balança de precisão PS 5Y
Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Microbalança XA 5Y.M
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Balança analítica AS R1 PLUS
Plataforma à prova d'água H315 H
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S