



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,OGP](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,OGP)

# Pumpe zum Absaugen von Flüssigkeiten für AP-12/12.5Y

WX-001-0480



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Spezielle Flüssigkeitsabsaugpumpe Die Pumpe das gleichzeitige Absaugen von Flüssigkeit aus allen Messkanälen ermöglicht. Dadurch erfolgt die Entleerung aller Gefäße gleichzeitig, ohne dass jeder Kanal einzeln bearbeitet werden muss. Diese Lösung verbessert den Arbeitsablauf erheblich und verkürzt die Messzeit bei Mehrkanal-Pipetten. Das gleichzeitige Absaugen erhöht den Bedienkomfort und sorgt für einen reibungsloseren Kalibrierprozess.

Die Flüssigkeitsabsaugpumpe ist ein standardmäßiges (kostenloses) Ausstattungsmerkmal des automatischen Geräts zur Mehrkanal-Pipettenkalibrierung AP-12/12.5Y.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung