



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,OGP](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,OGP)

# Pompe d'aspiration liquide pour AP-12/12.5Y

WX-001-0480



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Pompe d'aspiration de liquide spéciale La pompe permettant l'aspiration simultanée du liquide de tous les canaux de mesure, évitant ainsi de répéter l'opération pour chacun d'eux. Cette solution simplifie considérablement le travail et réduit les temps de mesure pour les pipettes multicanaux. L'aspiration simultanée du liquide facilite l'utilisation de l'appareil et améliore l'efficacité de l'étalonnage.

La pompe d'aspiration liquide est un élément standard (gratuit) de l'équipement de l'automate d'étalonnage des pipettes multicanaux AP-12.12.5Y.

## Compatible avec (Additional Fee)

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes