



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,OGP

AP-12/12.5Y用液体吸引ポンプ

WX-001-0480



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

専用ポンプセット

このポンプは、すべての測定チャンネルから同時に液体を吸引することができます。これにより、各容器ごとに個別に操作することなく、すべての容器を同時に排液することが可能です。この機能はワークフローを大幅に改善し、マルチチャンネルピペット校正時の測定時間短縮に寄与します。また、同時吸引により操作性が向上し、校正プロセス全体の流れをスムーズにします。

液体吸引ポンプは、マルチチャンネルピペット校正装置AP-12/12.5Yの標準装備（無償）品です。

互換性あり (Additional Fee)

ピペット校正用自動天秤