



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,0JU](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,0JU)

# Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 50 kg

OP-103-0052



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E2
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	50 kg
-------------------	-------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle