



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,0LZ

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 5 kg), Holz-Etui

OK-501-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse | E1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 11 110 g |
| Nominalwert | 1 g – 5 kg |
| Anzahl | 16 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel