



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,0LZ](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,0LZ)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 5 kg), Holz-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	11 110 g
Nominalwert	1 g – 5 kg
Anzahl	16 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel