



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,0LZ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,0LZ)

## Cylindrique, ensemble (1 g - 5 kg), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	11 110 g
Valeur nominale	1 g – 5 kg
Nombre	16 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux