



Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie drewniane

OK-501-0033



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 11 110 g

Wartość nominalna 1 g – 5 kg

Ilość 16 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle