



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,OLZ](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,OLZ)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 5 kg), tahta kutuda

OK-501-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 11 110 g

Nominal değer 1 g – 5 kg

Quantity 16 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar