



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,ONV](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,ONV)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 5 kg), caja de madera



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	11 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 5 kg
Número	28 pieza

## Trabaja con

Pinzas

Cepillos