



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,ONV

F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 5 kg), tahta kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	11 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 5 kg
Quantity	28 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar