



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,0P7](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,0P7)

# Koffer für AP-12.5Y, AP-12.1.5Y Waage

WX-001-0446



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Physikalische Parameter

Verpackungsgröße B x T x H

500×500×700 mm

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

# Abmessungen des Geräts B x T x H

