



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,0P7](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,0P7)

## Koffer für AP-12.5Y, AP-12.1.5Y Waage

WX-001-0446



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Technische Daten

#### Physikalische Parameter

Verpackungsgröße	500×500×700 mm
------------------	----------------

### Kompatibel mit (Additional Fee)

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung