



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,0SJ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,0SJ)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 kg - 5 kg), Kunststoff-Etui

OK-202-0062



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	10 000 g
Nominalwert	1 – 5 kg
Anzahl	4 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel