



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,0SJ

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 kg - 5 kg), caja de plástico

OK-202-0062



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	10 000 g
------	----------

Valor nominal	1 – 5 kg
---------------	----------

Número	4 pieza
--------	---------

Trabaja con (Additional Fee)

Cepillos