



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,OSJ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,OSJ)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 kg - 5 kg), boîte plastique

OK-202-0062



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	10 000 g
Valeur nominale	1 – 5 kg
Nombre	4 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux