



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,0SJ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,0SJ)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 kg - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-202-0062



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	10 000 g
Wartość nominalna	1 – 5 kg
Ilość	4 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle