



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,0SJ

F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 kg - 5 kg), plastik kutulu

OK-202-0062



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 10 000 g

Nominal değer 1 – 5 kg

Quantity 4 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar