



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,0SY

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 500 g

OP-203-0092



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Nominalwert | 500 g |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinset

Pinzetten