



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,0SY](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,0SY)

# Poids de la classe F1 - cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage - 500 g

OP-203-0092



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	500 g

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux

Pince à épiler