



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,OTP

Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 kg - 5 kg), estojo plástico

OK-102-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E2
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	10 000 g
Valor nominal	1 – 5 kg
Quantidade	4 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis