



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,OTP

Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 kg - 5 kg), Kunststoff-Etui

OK-102-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	10 000 g
Nominalwert	1 – 5 kg
Anzahl	4 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel