



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,OTP

Cylindrique, ensemble (1 kg - 5 kg), boîte plastique

OK-102-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E2 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 10 000 g |
| Valeur nominale | 1 – 5 kg |
| Nombre | 4 pièces |

Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux