



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,OTP

Cylindrique, ensemble (1 kg - 5 kg), boîte plastique

OK-102-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	10 000 g
Valeur nominale	1 – 5 kg
Nombre	4 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux