



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,OTP

Silindirik ağırlık seti (1 kg - 5 kg), plastik kutuda

OK-102-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 10 000 g

Nominal değer 1 – 5 kg

Quantity 4 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar