



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,OU1

Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 g - 1 kg), estojo plástico

OK-102-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Classe OIML E2

Construção

Material aço inoxidável

Peso 2 110 g

Valor nominal 1 g – 1 kg

Quantidade 13 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis