



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,OU1

Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 g - 1 kg), estojo plástico

OK-102-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E2
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	2 110 g
Valor nominal	1 g – 1 kg
Quantidade	13 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis