



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,OU1](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,OU1)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 1 kg), Kunststoff-Etui

OK-102-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	2 110 g
Nominalwert	1 g – 1 kg
Anzahl	13 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel