



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,OU1

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	2 110 g
Wartość nominalna	1 g – 1 kg
Ilość	13 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle