



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,OWJ](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,OWJ)

# Peso padrão F2 - peso cilíndrico com 4 parafusos de suporte - 250 kg - caixa de serviço

OP-304-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	F2
Construção	
Material	aço inoxidável
Valor nominal	250 kg

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis