



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,OWJ](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,OWJ)

## Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z 4 uchwytami 250 kg - opakowanie serwisowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	250 kg

### Pasuje do

Pędzle