



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,OZO](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,OZO)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z oczkiem 100 kg - opakowanie serwisowe

OP-304-0007



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 100 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle