



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,P1D

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 g - 1 kg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 2 110 g |
| Nominalwert | 1 g - 1 kg |
| Anzahl | 13 St. |

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself