



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,P1D

Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 g - 1 kg), caja de plástico

OK-202-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	2 110 g
------	---------

Valor nominal	1 g – 1 kg
---------------	------------

Número	13 pieza
--------	----------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos