



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,P1D

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie plastikowe

OK-202-0076



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	2 110 g
Wartość nominalna	1 g – 1 kg
Ilość	13 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle