



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,P3G

Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 g - 5 kg), caja de plástico

OK-202-0078



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	11 110 g
------	----------

Valor nominal	1 g – 5 kg
---------------	------------

Número	16 pieza
--------	----------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos