



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,P3G](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,P3G)

# Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 g - 5 kg), caja de plástico

OK-202-0078



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

### Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	11 110 g
------	----------

Valor nominal	1 g – 5 kg
---------------	------------

Número	16 pieza
--------	----------

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos