



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,P3G](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,P3G)

# Cylindrique, ensembles (1 g - 5 kg), boîte plastique

OK-202-0078



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	11 110 g
Valeur nominale	1 g – 5 kg
Nombre	16 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux