



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,P3G

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-202-0078



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	11 110 g
Wartość nominalna	1 g – 5 kg
Ilość	16 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle