



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,PDJ](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,PDJ)

## Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 mg - 100 g), caixa plástica

OK-402-0074



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

#### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
Peso	1 111,11 g
Valor nominal	1 mg - 500 g
Quantidade	24 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis