



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,PEX](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,PEX)

## Poids de la classe E1 - cylindrique - 2 g

OP-503-0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

La plus haute précision L'étalon de poids 2 g classe E1 est un étalon cylindrique de la plus haute précision, destiné aux applications nécessitant des mesures précises. Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, il garantit la stabilité et la précision des mesures. Idéal pour les laboratoires, les centres de recherche et tout autre endroit nécessitant un pesage précis.

### Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux