



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,PEX

Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 2 g

OP-503-0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Największa precyzja Wzorzec masy klasy E1 o masie 2 g to cylindryczny wzorzec o najwyższej precyzji, dedykowany do zastosowań wymagających dokładnych pomiarów. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, zapewniających stabilność i dokładność pomiarów. Idealny do laboratoriów, centrów badawczych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba precyzyjnego ważenia.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle