



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,PEX](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,PEX)

## Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 2 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2 g

### Pasuje do

Pincety

Pędzle