



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,PI7](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,PI7)

# Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 5 g), opakowanie plastikowe

OK-502-0013



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 5 g
Ilość	16 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle