



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,PI7](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,PI7)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 100 g), plastik kutuda

OK-502-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 6,11 g

Nominal değer 1 mg – 5 g

Quantity 16 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar