



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,PJV](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,PJV)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6 110 g
Wartość nominalna	1 g – 2 kg
Ilość	15 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle