



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,PKR](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,PKR)

## Wzorzec masy klasy F2 - dźwigar 500 g

OS-101-0015



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F2
Wartość nominalna	500 g

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety